

Strata-triz®

gel para el tratamiento
profesional de cicatrices

Para el tratamiento profesional de cicatrices



es.stratatriz.com

 **Stratpharma** Iberia
Heal Better™

El impacto de la cicatrización anormal

Para los pacientes, las cicatrices son uno de los resultados más comunes y **frustrantes** después de una lesión de la piel¹ (por ejemplo, cirugía, accidente, enfermedad) y pueden tener un **impacto tanto físico como psicológico**.²

Las cicatrices suelen causar:

- Picazón severa, sensibilidad y dolor
- Interrupción de las actividades diarias
- Alteración del sueño, ansiedad, depresión
- Reacciones de estrés postraumático
- Pérdida de autoestima, estigmatización
- Disminución de la calidad de vida

Los efectos psicológicos de las cicatrices no están relacionados con la gravedad de la cicatriz.³

Opciones actuales para el tratamiento de las cicatrices

Las opciones terapéuticas **invasivas** para las cicatrices pueden ser dolorosas e incluyen cirugía, inyecciones de esteroides, crioterapia, láser y otros dispositivos energéticos.

La mayoría de las opciones **no invasivas** tienen poca evidencia o un efecto placebo. Entre ellas se encuentran la terapia de masaje y un gran número de cremas, aceites y lociones cosméticas diferentes.²

Invasivo	No-invasivo	Otros tratamientos (sin evidencia médica de eficacia)
Cirugía	Geles de silicona autosecantes (por ejemplo, Strata-triz)	Crema tópica de vitamina E (y otras cremas hidratantes)
Inyecciones de esteroides	Láminas de gel de silicona	Cremas de extractos de plantas
Radioterapia	Vendajes de presión	Aceites y lociones
Crioterapia	Esteroides tópicos	Remedios tradicionales (cera de abeja, grasas animales)
Terapia láser	Cremas y aceites a base de silicona	Camuflaje y maquillaje
Dermabrasión	Terapia de masaje, terapia de presión de agua	Ningún tratamiento

El gel de silicona es la única opción no invasiva para la que se han hecho recomendaciones basadas en evidencia.⁴



Strata-triz® - tratamiento de primera línea para las cicatrices

Los geles de silicona (Strata-triz) se recomiendan como **terapia no invasiva de primera línea** para la prevención y el tratamiento de cicatrices anómalas.^{5,6}

Strata-triz es un gel que se seca para formar una capa de silicona, con **solo una aplicación por día***.

Indicaciones de Strata-triz®

Strata-triz se utiliza para la prevención y el tratamiento de la formación anormal y excesiva de cicatrices.

Strata-triz se ha desarrollado para su uso en todo tipo de cicatrices, tanto antiguas como nuevas, incluidas las resultantes de:

- Cirugía general y estética
- Quemaduras
- Traumatismos
- Mordeduras
- Heridas crónicas
- Acné y otras enfermedades de la piel

¿Por qué Strata-triz® es un producto innovador?

Strata-triz es una formulación de gel de silicona transparente de secado rápido para el tratamiento de cicatrices, tanto antiguas como nuevas.



FORMA UNA PELÍCULA FLEXIBLE, DE CONTACTO TOTAL

Strata-triz se seca para formar una película protectora fina, transparente y duradera que asegura un contacto constante con la cicatriz (24 horas al día/7 días a la semana).



PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE CICATRICES ANÓMALAS

Strata-triz ayuda a normalizar el ciclo de síntesis de colágeno, produciendo una cicatriz madura normal.



SUAVIZA Y APLANA

Strata-triz suaviza y aplanas las cicatrices elevadas.



ALIVIO SINTOMÁTICO

Strata-triz alivia los picores y las molestias de las cicatrices.



REDUCE EL ENROJECIMIENTO Y LA DECOLORACIÓN

Strata-triz reduce las rojeces y la decoloración asociadas a las cicatrices.



FÁCIL DE USAR

Strata-triz se aplica una vez al día*. Strata-triz es adecuado para todas las zonas de la piel, incluidas las zonas expuestas como la cara y el cuello, así como las articulaciones y las zonas con vello sin necesidad de afeitarse.



NO REACTIVO

Strata-triz es inerte, no tiene pH medible y no contiene alcohol, parabenos o fragancias, por lo que es apto para niños, mujeres embarazadas, madres lactantes y personas con piel sensible.



COMPATIBLE

Una vez seco, Strata-triz puede ser cubierto por protectores solares, cosméticos, vendajes de presión o escayolas.

Strata-triz® - eficacia clínica demostrada

Estudio de 153 pacientes pediátricos realizado en Australia donde se investigó la eficacia de Strata-triz frente a un vendaje de presión y terapia combinada para el tratamiento de las cicatrices post-quemaduras.⁷

Wiseman, J., et al. (2019). 'Effectiveness of topical silicone gel and pressure garment therapy for burn scar prevention and management in children: a randomized controlled trial', *Clinical Rehabilitation*, doi: 10.1177/0269215519877516.





n=51 en el grupo de Strata-triz



n=49 en el grupo de presoterapia



n=53 en el grupo de terapia combinada



Se confirmó que Strata-triz y los vendajes de presión tienen, con significación estadística, la misma eficacia clínica en la prevención y el tratamiento de la cicatriz post-quemadura.⁷

Strata-triz tiene menos efectos adversos, es más fácil de usar y tiene mejor cumplimiento por parte del paciente que los vendajes de presión.⁷

A los 6 meses, los cuidadores y observadores que utilizaron solamente Strata-triz, informaron de una **mejor adherencia al tratamiento por parte del paciente, una mejora del aspecto general de la cicatriz y de la calidad de vida** relacionada con la salud en comparación con solamente el vendaje de presión y el grupo combinado.⁷

Strata-triz se consideró **más fácil de usar** que la terapia solamente con vendajes de presión o combinada, donde se informó de una menor adherencia y satisfacción.⁷

Se observaron **menos efectos adversos**, como irritación de la piel o reapertura de la herida, en el grupo de Strata-triz en comparación con el grupo de vendajes de presión.⁷

Resultados clínicos con Strata-triz®

Cicatriz hipertrófica generalizada después de una quemadura de contacto térmica profunda - cara⁸

Edad de la cicatriz antes del tratamiento: 2 meses. Edad del paciente: 6 meses



Inicio del tratamiento con Strata-triz



Después de 5 meses de tratamiento con Strata-triz

Después de 1 mes de tratamiento con Strata-triz, se observó una reducción del prurito, el edema y el eritema. El color de la cicatriz era más claro y su superficie más suave.

Tras 5 meses de tratamiento de la cicatriz (8 meses después del traumatismo), el eritema posterior a la quemadura se resolvió completamente, y las cicatrices eran más pequeñas y suaves. Se observó una importante reducción de la deformación del lado derecho del labio superior.

Cicatriz hipertrófica lineal tras la extracción de un nevus - pecho⁹

Edad de las cicatrices antes del tratamiento: 14 meses

Cicatriz de la izquierda no fue tratada, cicatriz de la derecha fue tratada durante 2 meses




Inicio del tratamiento con Strata-triz



Después de 2 meses de tratamiento con Strata-triz

3 meses de tratamiento



Cicatriz hipertrófica lineal - cabeza⁹

Edad de la cicatriz antes del tratamiento: 2 semanas




Inicio del tratamiento con Strata-triz



Después de 3 meses de tratamiento con Strata-triz

3 meses de tratamiento



Modo de acción



Hidratación: Strata-triz es semioclusivo, lo que permite a la piel respirar y mantenerse hidratada. Strata-triz restaura la función de barrera del estrato córneo y reduce la pérdida de agua transepidérmica (TEWL). Una mejor hidratación ayuda a conseguir una cicatriz más suave, lisa y plana.⁵



Protección: Strata-triz forma una lámina duradera, flexible e impermeable. No penetra en la epidermis ni en la dermis.¹⁰ Strata-triz protege la zona cicatrizada de la invasión microbiana y química. El entorno protegido ayuda a normalizar el nivel de producción de colágeno.




Modulación: La formación anormal de cicatrices está asociada a una proliferación anormal de los fibroblastos. Se sugiere que el gel de silicona (como Strata-triz) trata y previene el tejido cicatricial hipertrófico, que contiene fibroblastos histológicamente normales, al modular la expresión de factores de crecimiento como el bFGF. Corregir una deficiencia o una sobreabundancia de factores de crecimiento que orquestan el proceso de reparación de los tejidos influye favorablemente en la curación de las heridas y la formación de cicatrices.¹¹


Indicaciones de uso




1. Asegúrese de que la cicatriz esté limpia y seca.



2. Aplique **una capa muy fina** de Strata-triz sobre la cicatriz y déjela secar. Si se aplica correctamente, Strata-triz debería estar seco en **3-4 minutos**.



3. Si tarda más en secarse, es probable que haya aplicado demasiado. Retire suavemente el exceso con un pañuelo de papel y deje que el proceso de secado continúe.



4. Una vez seco, Strata-triz puede cubrirse con crema solar, cosméticos, vendajes de presión y escayolas.

Indicaciones adicionales

- Strata-triz debe aplicarse **una vez al día**, o dos veces al día en las zonas expuestas o según sea necesario para mantener el contacto con la superficie afectada.
- Para obtener los mejores resultados, Strata-triz debe mantenerse en contacto continuo con la piel (24 horas al día/7 días a la semana).
- Se recomienda que Strata-triz tenga un **tratamiento mínimo de 60-90 días**. Las cicatrices más grandes y antiguas pueden requerir más tiempo. Se recomienda su uso continuado hasta que no se observe ninguna mejora.
- Strata-triz **no necesita ser frotado o masajead**, ya que no penetra por debajo del nivel del estrato córneo y no potenciará su efecto.
- Si no se seca completamente, Strata-triz puede manchar la ropa. El lavado normal no eliminará el producto de la ropa. Si se mancha, la limpieza en seco debería poder eliminarlo sin dañar el tejido.

Strata-triz® y otros productos

Strata-triz no debe aplicarse sobre medicamentos tópicos a menos que lo aconseje un médico.

Strata-triz puede utilizarse junto con otras opciones de tratamiento invasivo de cicatrices para mejorar los resultados generales, incluyendo la escisión quirúrgica y resutura, inyecciones intralesionales y vendajes de presión.

IMPORTANTE

Puesto que Strata-triz es semioclusivo:

- Strata-triz puede potenciar el efecto de un principio activo si se aplica sobre él.
- Strata-triz puede impedir o reducir la absorción de los principios activos si se aplican sobre Strata-triz.

¿Qué cantidad de Strata-triz® se necesita?

Strata-triz es una formulación avanzada que requiere **menos producto** por aplicación que las típicas cremas o geles.



Strata-triz 5g

es suficiente para tratar una cicatriz lineal de 2-3 cm durante más de 90 días

C.N.: 192566.4



Strata-triz 10g

es suficiente para tratar una cicatriz lineal de 5-7 cm durante más de 90 días

C.N.: 192568.8



Strata-triz 20g

es suficiente para tratar una cicatriz lineal de 10-14 cm durante más de 90 días

C.N.: 192569.5

Stratamed® y Strata-triz® - la combinación completa para el cuidado post-operatorio

Paso 1 - Stratamed®:

Cicatrización más rápida y prevención de cicatrices anómalas

- Apósito flexible de contacto total
- Puede aplicarse inmediatamente después de la sutura o en heridas abiertas
- Promueve un entorno húmedo para una curación más rápida de la herida¹²
- Permite que la prevención de cicatrices anómalas comience antes que nunca (antes de retirar la sutura)

Stratamed®

película protectora para el cuidado avanzado de heridas



www.es.stratamed.com

Paso 2 - Strata-triz®:

Para el tratamiento de cicatrices anómalas, tanto antiguas como nuevas

- Previene la formación anormal y excesiva de las cicatrices
- Suaviza y aplanan las cicatrices elevadas
- Alivia el picor y las molestias de las cicatrices
- Reduce el enrojecimiento y la decoloración asociados a las cicatrices

Strata-triz®

gel para el tratamiento profesional de cicatrices



www.es.strata-triz.com

Para consultas o pedidos: Email: es.pedidos@stratpharma.com | Teléfono: +34 659 100 762

Precauciones: Lea siempre la etiqueta. Utilizar sólo según las indicaciones. Sólo para uso externo. Strata-triz no debe aplicarse sobre quemaduras de tercer grado ni sobre heridas abiertas. Strata-triz no debe ponerse en contacto con mucosas ni con los ojos. Strata-triz no debe aplicarse sobre medicamentos tópicos a menos que se lo indique su médico. Strata-triz puede manchar la ropa si no se seca completamente. Si se mancha, la limpieza en seco debería poder eliminarlo sin dañar el tejido. Para una correcta conservación, vuelva a cerrar bien el tubo con el tapón. Si se produce irritación, interrumpa su uso y consulte a su médico. Mantener fuera del alcance de los niños. No utilizar después de la fecha de caducidad (EXP) impresa en el tubo. La fecha de caducidad (EXP) no cambia una vez abierto el tubo. No utilizar si el tubo está dañado. Strata-triz no requiere métodos especiales de eliminación. Siga las normas locales de eliminación. **Ingredientes:** Polidimetilsiloxanos, siloxanos, alquilmetilsiliconas.

Referencias: 1. Atiyeh, BS. (2007). *Aesthetic Plastic Surgery*, 31, pp. 468-492, doi: 10.1007/s00266-006-0253-y. 2. Bayat, A., et al. (2003). *BMJ*, 326, pp. 88-92, doi: 10.1136/bmj.326.7380.88. 3. Bayat, A., et al. (2006). *British J Hospital Medicine*, 67(8), pp. 634-639. 4. Mustoe, TA, et al. (2002). *Plastic Reconstructive Surgery*, 110, pp. 560-571. 5. Mustoe, TA. (2008). *Aesthetic Plastic Surgery*, 32, pp. 82-92. 6. Gold, MH, et al. (2014). *Dermatologic Surgery*, 40(8), pp. 825-831. 7. Wiseman, J., et al. (2019). *Clinical Rehabilitation*, doi: 10.1177/0269215519877516. 8. Marini, L., Odendaal, D., Smirnyi, S. et al. (2017). *Dermatologic Surgery*, 43, pp. 85-90. 9. Data on file, 2010 (Dr. A. Irwin study). Stratpharma AG. 10. Fulton, JE. (1995). *Dermatologic Surgery*, 21 pp. 947-951. 11. Hanasono, MM, et al. (2004). *Archives of Facial Plastic Surgery*, 6, pp. 88-93. 12. Sandhofer, M., Schauer, P. (2012). *Skinmed*, 10(6), pp. S1-S7.

Fabricado por: Stratpharma AG, CH-4051 Basilea, Suiza

Stratpharma Iberia SL: Po de la Castellana, 216 - 8a Planta (Torre Realía), 28046 Madrid, España

CE 2797 Registrados por la FDA

Strata-triz - Dispositivo Médico de Clase I
Stratamed - Dispositivo Médico de Clase II

Stratpharma
Heal Better™

ST-E5-012-2-0225